

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004
	PROCESO DE SISTEMAS	VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

1. OBJETIVO

Describir paso a paso, el proceso a seguir antes, para instalar el aplicativo Xenco SX ADVANCED en cualquiera de los equipos de cómputo de la Institución.

2. ALCANCE

Solo en los equipos cliente, es decir, solo en las estaciones de trabajo.

Se debe tener en cuenta que es un aplicativo C/S (Cliente/Servidor), y que la instalación en el servidor se describe en otro documento.

3. DEFINICIONES

- **C/S:** Aplicación o Software que funciona en modo Cliente Servidor.
- **DIRECCIÓN IP:** número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP.
- **PROTOCOLO IP:** Conjunto de instrucciones y técnicas usadas para la comunicación de datos a través de una red.
- **SERVIDOR:** Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia.
- **ESTACIÓN Y/O CLIENTE:** Equipo o proceso que consume recursos y servicios brindados por otro llamado servidor

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03
			FECHA: 02/01/2025

3.1 CALIDAD: Este proceso debe realizarse con mucho cuidado ya que si fallamos en alguno de los pasos el programa no funcionará adecuadamente.


4. CONDICIONES GENERALES

- Tener acceso a internet para poder hacerla conexión con los servidores.
- Saber la dirección IP y/o nombre del Servidor.
- Tener a mano todos los archivos y programas instaladores originales del Software a Instalar.
- No es necesario hacer respaldo de datos antes de proceder con la instalación ya que la información se guarda es en el servidor.

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

- Primero se instala el cliente Oracle se ejecuta el instalador y se elige la opción de administrador para instalar, y se continúan los pasos como muestran las imágenes,

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS	
	NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004 VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025
	PROCESO DE SISTEMAS	



	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

Oracle Universal Installer: Especificar Detalles de Directorio Raíz

Especificar Detalles de Directorio Raíz

Destino


Introduzca un nombre y la ruta completa donde instalar el producto.

Nombre:


Ruta de Acceso:

ORACLE

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004
	PROCESO DE SISTEMAS	VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025



	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004
	PROCESO DE SISTEMAS	VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025




	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004
	PROCESO DE SISTEMAS	VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025



- Luego de instalado el cliente Oracle se debe instalar el SX ADVANCED (XENCO) donde se debe instalar los archivos por medio del símbolo de sistema en modo administrador y se elige la ruta donde están los archivos a instalar como lo muestra la imagen luego de esto se procede a instalar archivo por archivo, en las siguientes carpetas se usa de igual manera, (ocx, ocx_Spread7, Sentinel Vista -7).

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03
			FECHA: 02/01/2025




```

Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.2605]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>CD C:\Users\GUSTAVO\Documents\SISTEMAS\Instalar_xenxo\ocx


```

Aquí se instalan todos los archivos **INSTAL** por medio del símbolo del sistema como se muestra en la imagen archivos de la carpeta ocx




	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004
	PROCESO DE SISTEMAS	VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

Se instala el ocx_Spread7 donde se ejecuta el setup el cual es el instalador y se pone la clave y serial como lo muestra la imagen y se completa la instalacion.




	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

Se instala el Sentinel Vista -7 donde se deben ejecutar estos dos archivos Sentinel7.6.5 y setupWinVista y se completa la instalación.



	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025



Se deben copiar estos archivos de esta ocx hc carpeta en este ruta
 C:\Windows\SysWOW64


	INSTALA_Sxg5_Pic51.bat	19/11/2024 7:51 a. m.	Archivo por lotes ...	1 KB
	INSTALA_Sxg5_Pic52.bat	19/11/2024 7:51 a. m.	Archivo por lotes ...	1 KB
	Sxg5_Pic51.ocx	19/11/2024 7:51 a. m.	Control ActiveX	420 KB
	Sxg5_Pic52.ocx	19/11/2024 7:51 a. m.	Control ActiveX	436 KB

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6	
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	CODIGO: PR-20-004
	PROCESO DE SISTEMAS	VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

Se copian estas dos carpetas en la unidad C del equipo y se le deben dar permisos, donde la carpeta xenco contiene unos archivos que se deben cambiar de acuerdo al codigo del sentinel especie de USB o llave que se usa para poder abrir el programa de manera local, los codigos puede ser 1588 o 1389 y de acuerdo a esto se usan una carpeta o la otra que contiene dichos archivos que van dentro de la carpeta xenco.




Se deben dar permisos para la carpeta u y xenco como esta en la imagen de




	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

Mapear la ruta del servidor de xenco y copiar el accedo directo para poder abrir el programa con el sentinel o llave , esto se hace asi se escribe por medio de ejecutar la direccion ip del servidor o nombre ejemplo [\\192.168.19.224](http://192.168.19.224).




Luego se elige y se mapea la ruta donde esta la carpeta datos con click derecho en conectar a una unidad de red como esta en la imagen. Luego de esto solo seria copiar el acceso directo de xenco el cual esta en esta ruta \\192.168.19.224\datos\sxg5db para poder ingresar al programa con llave o sentinel

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025



	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03
			FECHA: 02/01/2025



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
winxp.zip	29/11/2004 1:10 p. m.	Carpeta comprimida	750 KB
wrun32.alc	18/02/2009 9:26 a. m.	Archivo ALC	1 KB
WRUN32.DLL	22/09/2008 12:25 p. m.	Extensión de la aplicación	1.448 KB
Wrun32.exe	22/09/2008 12:29 p. m.	Aplicación	120 KB
wrun32.mlc	28/11/2009 11:33 a. m.	Archivo de paquete	1 KB
wrun32.olc	9/06/2009 10:59 a. m.	Archivo OLC	1 KB
wrunnet.dll	22/09/2008 1:30 p. m.	Extensión de la aplicación	28 KB
XCONDB - copia.BAT	9/06/2011 7:37 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
XCONDB.BAT	9/06/2011 7:37 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
XCONDB.fredi.BAT	9/06/2011 7:37 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
XCONDB_old.BAT	9/06/2011 7:37 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
xenco.adb	28/05/2018 4:14 p. m.	Archivo ADB	4 KB
XENCO	8/11/2023 12:22 p. m.	Acceso directo	2 KB
xgenscripts.exe	19/10/2020 3:52 p. m.	Aplicación	25 KB
xgenxfddb.exe	19/10/2020 3:53 p. m.	Aplicación	25 KB
xm12fd.exe	19/09/2007 10:32 a. m.	Aplicación	68 KB
xm1wf.exe	22/09/2008 12:27 p. m.	Aplicación	136 KB
Xsavegif.exe	14/10/2013 12:39 p. m.	Aplicación	8 KB
Xsavegif_old.exe	5/11/2011 5:52 a. m.	Aplicación	8 KB
xtextoxc.exe	19/10/2020 3:54 p. m.	Aplicación	20 KB
XTXTLAB2.BAT	24/02/2021 11:19 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
XTXTLAB2.bat con log de errores	4/11/2015 2:19 p. m.	Archivo	1 KB
XTXTLAB2.pg5	26/10/2015 7:05 a. m.	Archivo PG5	128 KB
XTXTLAB2_ant.BAT	28/07/2018 11:26 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
XTXTLAB2Old.BAT	24/11/2020 7:50 a. m.	Archivo por lotes	1 KB
xverxm1for.exe	19/10/2020 3:55 p. m.	Aplicación	36 KB
xvisorcr.exe	16/03/2012 8:18 a. m.	Aplicación	252 KB
zlib.dll	22/09/2008 12:14 p. m.	Extensión de la aplicación	58 KB
zoom.bmp	2/10/2001 1:02 p. m.	Archivo BMP	1 KB

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Paginas Afectadas	Descripción del cambio
30/04/2015	01		Creación- Documento original
07/09/2021	02	Todo el Documento	Actualización del documento
02/01/2025	03	Todo el Documento	Actualización del documento

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO DE PROCESO PARA INSTALAR XENXO SX ADVANCE	PROCESO DE SISTEMAS	CODIGO: PR-20-004
			VERSION: 03 FECHA: 02/01/2025

7. APROBACIÓN

Actualización	Revisión	Aprobación
Gustavo Adolfo Gómez López	Yenny Alexandra Herrera Agudelo	Daniel Alcides Vergara Tobón
Auxiliar de Sistemas	Profesional de Calidad	Gerente